

ハイパフォーマンストレーニングEMS ヴィクトリズムⅡ

VICTORYISMを TypeⅡへ 有償アップグレード

現在ご利用いただいております「VICTORYISM」を最新機種 typeⅡで採用されているベルト電極やプログラム機能を利用可能にする「有償アップグレードサービス」を開始します。



さらに進化したベルト電極

従来モデルよりさらに使用感がよく、通電率の高いベルト電極

電極部分が一体成型で薄さ3mm。馴染みの良い柔らかな素材で多様な周径サイズにもフィット、肌に密着するので非常に通電効率が良い特徴的な電極。

ベルト電極
アップグレード内容

オプション

●ベルト電極 大(腰用)

●ベルト電極 中(膝上用)×2本

●ベルト電極 小(足首用)×2本

●接続ケーブル(白)

●接続ケーブル(黒)

●接続ケーブル(腰)


●電極シート

●クリーンパワー

本体アップグレード

従来モデルから出力22%UP


新旧出力強度比較 [マッスルモード] (新旧仕様差: 擬似負荷使用)




独自波形で滑らかな通電感覚 (指数関数的漸増波)

搬送周波数を使用せず独自のパルス波形で臨床利用における課題を解決。

一般的な波形の変化



ヴィクトリズムIIの波形の変化



指数関数的漸増波では波形を滑らかにすることで、通電時の皮膚抵抗を抑え皮膚の痛みがやわらぎます。

使い勝手を追求したモード選択



本体出力表示を追加し操作性向上



アップグレード料金

¥300,000 (税別)

【アップグレード内容】

プログラム変更、外観点検、製品内外清掃、動作点検、本体調整校正、製品検査

※製品検査で故障が発見された場合は、別途部品及び工賃が加算されます。



株式会社ヴィクトリー

〒191-0016 東京都日野市神明4-22-14

http://victory-co.com

TEL:042-506-2001 FAX:042-506-2002



お問い合わせ先